

集菌培养器货号、用途及特点

适用检品类型	标准型	改进型	特 点
瓶装大容量注射剂	PY110	--	采用侧孔双芯针头，一座双针设计，频繁插拔换瓶不堵塞，连续操作更方便
	PY220	B-PY220	
	PY330	B-PY330	
软袋装大容量注射剂	SDY220	--	配有大口径侧孔针头防止针管堵塞，确保全量过滤
	SDY330	--	
安瓿瓶装药液	APY220	B-APY220	加长型取样针，无需将样品额外转移，快速转移检品
	APY330	B-APY330	
带有导管的医疗器材	YLQ220	--	配备专用接口，连接各种待检器材，实现封闭状态下过滤、检测
	YLQ330	--	
安瓿瓶装粉剂	DGA220	--	可控式溶解过滤单针一体化设计，大大降低外源性污染风险
	DGA330	--	
西林瓶装粉剂	DGB220	B-DGB220	增加一个溶解管道，提供全封闭溶解方案，并实现溶解、过滤一次完成
	DGB330	B-DGB330	
抑菌性注射剂	KSF110	--	采用加长型软管，可配合HTY-K型振荡仪使用
	KSF220	B-KSF220	
	KSF330	B-KSF330	
西林瓶装抑菌性粉剂	KDGB220	B-KDGB220	双针座设计，可将溶解、稀释、过滤、冲洗一体化操作，免去其它转移操作
	KDGB330	B-KDGB330	
安瓿装抗生素药液	KAPY220	B-KAPY220	可将样品转移过滤一体化操作，免去其它转移操作
	KAPY330	B-KAPY330	
需稀释的西林瓶装抑菌性粉剂	NKF220	B-NKF220	三针座设计，可完成溶解、稀释、再溶解、过滤、冲洗等一体化操作，有效降低药物浓度，减少抑菌成分的吸附
	NKF330	B-NKF330	
粘稠液体供试品 (生物制品)	CN220	--	选用加强型专用微孔滤膜，更可靠、更快速
	CN330	--	
生物制品冻干粉针	DCN220	--	增加溶解管道，提供全封闭溶解方案；加强型专用微孔滤膜，更可靠、更快速
	DCN330	--	
瓶装乳剂（脂肪乳）	--	EVS2	选用高通量滤膜及保护衬垫，适用脂肪乳等乳剂检品
	--	EVS3	